

Mechanische Rundkopfwaage R60/R150 – Sicherheits- und Warnhinweise

- Soll die Waage erneut transportiert werden, ist der Kopfmechanismus unbedingt zu arretieren. Zudem ist die Transportsicherungsschraube wieder festzudrehen.
- Reinigen Sie die Waage im unbelasteten Zustand.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, sondern nur ein angefeuchtetes Tuch oder herkömmliche Desinfektionsmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt!